

Sistema para la automatización de los registros de **validación de métodos analíticos** a partir de la data cruda y con esto aumentar la integridad de datos y la gestión de la **revisión de estado validado**.



Guía de instalación

Software analítico **Analytical Data Management_{xL}** **eADM_{xL}**® "Validación de métodos analíticos"




eADM_{xL}® es un software analítico especializado para el análisis y procesamiento de datos analíticos desde "Raw Data" provenientes de otros sistemas de obtención de datos, el cual optimiza tiempos, consolida y alinea un esquema de trabajo analítico de validación a guías nacionales e internacionales, aumentando con esto que los datos gestionados, procesados y almacenados sean perdurables y se mantengan: atribuibles, legibles, contemporáneos, originales y exactos. La cual es una propiedad y cualidad en la ejecución de las buenas prácticas de laboratorio relacionada a integridad de datos.


Gracias por adquirir su sistema eADM_{xL}, para realizar la instalación acceda a la siguiente dirección para descargar el instalador:

<http://www.dsoft.mx/public/descargas/eADMxL/R/setup.exe>

Al finalizar la descarga, abra el archivo **Setup.exe**. En caso de no de visualizar la descarga "**Hacer clic derecho sobre el link de descarga y en seguida seleccionar la pestaña abrir en una página nueva**". A continuación, aparecerá la siguiente ventana que le mostrará el contrato de licencia para el usuario final, por favor léalo y al finalizar haga clic en el botón **[Acepto]** para continuar con la instalación.




Tras aceptar los términos del contrato, se iniciará la descarga del sistema.




El sistema recibe actualizaciones de forma automática, por lo cual aparecerá el **Acuerdo de Actualización Automática**, por favor léalo y para continuar con la instalación marque el cuadro **Acepto** y presione el botón **[Continuar]**.




Se le pedirá su confirmación para realizar la instalación, haga clic en el botón **[Instalar]** para continuar con el proceso de instalación.



La instalación completará la descarga de sus componentes y al finalizar aparecerá una ventana como la siguiente notificando que se finalizó la instalación, haga clic en el botón **[Cerrar]**.




Por favor abra la aplicación Microsoft Excel donde ahora encontrará la pestaña el menú correspondiente a **eADMxL**. A continuación, haga clic en el botón **[Activar]** para realizar la activación de su licencia.




Ingrese los datos solicitados, el número de serie es proporcionado vía correo electrónico. Al finalizar haga clic en el botón **[Activar]**.



Si la información es correcta, se mostrará un mensaje indicando que la activación fue correcta, haga clic en el botón **[Aceptar]**.




Haga clic en el botón **[Login]** para iniciar sesión.



Se mostrará la siguiente ventana de inicio de sesión, ingrese con el usuario: **admin** y la contraseña: **admin** y presione el botón **[Login]**.

Nota: El sistema eADMxL permite a diversas instalaciones utilizar una misma base de datos para trabajar en un entorno de red en el cual la base de datos se encuentre en una ubicación de red accesible para las diferentes instalaciones de eADMxL que trabajarán con la misma información.



Ahora puede comenzar a utilizar su sistema **eADMxL**, es altamente recomendable cambiar la contraseña predeterminada del usuario admin. Puede cambiar la contraseña haciendo clic en el botón **[Password change]**.

